



Fast Silver Stain Kit(40T) 快速银染试剂盒

Sufficient reagents for 40 assays per kit.
Store at 4°C

1. 实验原理

银染是检测聚丙烯酰胺凝胶中的蛋白质，是银离子在碱性pH环境下被还原成金属银，沉淀在蛋白质的表面上显色的原理。

2. 试剂盒组分

组分	容量 (40T)	保存温度
致敏液I	144mL	4°C
致敏液II	3.2mL	4°C避光
显色液	144mL	4°C
银溶液	16mL	4°C避光

注意事项：

- 由于银染非常灵敏，操作时请注意尽量使用高纯度的水，并确保所使用的器皿非常清洁，最好使用洁净的玻璃器皿。操作时必须戴手套，避免皮肤和凝胶直接接触。
- 需自备乙醇、乙酸、戊二醛、甲醛及去离子水。
- 银溶液有腐蚀性，操作时请小心，并确保有效防护以避免直接接触人体，并须注意避免腐蚀其它物品，对水生生物有毒或有害，禁止直接排入环境。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

3. 操作步骤

- 1) 取适量样本，开展SDS-PAGE凝胶电泳。
- 2) 固定：将电泳后的凝胶从玻璃板上剥离下来，清水冲洗干净，放入干净的直径12cm玻璃皿中，加入去离子水没过胶，盖上盖子，在脱色摇床上室温摇晃5min，弃掉去离子水，加入固定液没过胶，盖上盖子，在脱色摇床上室温摇晃30min。

固定液配制:依次加入17.5mL乙醇、3.5mL乙酸和14mL 去离子水,混匀后即成35mL固定液。

3) 致敏:弃掉固定液,加入去离子水没过胶,盖上盖子,在脱色摇床上室温摇晃5min,重复水洗一次,共2次,加入致敏液没过胶,盖上盖子,在脱色摇床上室温摇晃30min。

致敏液配制:33.25mL去离子水中加入1.75mL 2X致敏液I、70μL致敏液II、175μL戊二醛,混匀后使用,现用现配。

4) 染色:弃掉致敏液,加入去离子水没过胶,盖上盖子,在脱色摇床上室温摇晃2min,重复水洗一次,共2次,加入染色液没过胶,盖上盖子,在脱色摇床上室温摇晃20min。

染色液:35mL纯水加入0.35mL银溶液,21μL甲醛混匀,现用现配。

5) 显色:弃掉染色液,加入去离子水没过胶,盖上盖子,在脱色摇床上室温摇晃1min,重复水洗一次,共2次,加入显色液没过胶,在脱色摇床上室温摇晃2min左右,溶液变浑浊,弃掉液体,加入新的显色液继续显色至目的条带清晰,拍照。

显色液:33.25mL去离子水中加入1.75mL 2X显色液,10.5μL甲醛混匀,现用现配。

4. 常见问题

Q1: 凝胶上出现小点或其它非蛋白的痕迹或背景太深:

1) 凝胶没有充分被溶液浸没。请注意选择大小合适的容器,并加入足量的各种溶液,同时需保持适当的混匀速度确保凝胶可以被溶液浸没。

2) 用于银染的容器没有充分洗涤干净。容器可用洗洁精充分洗涤,随后用自来水充分冲洗,最后用高纯度水再洗涤数次。

3) 指纹或其它压痕。请注意戴手套操作,切勿直接接触皮肤。操作时请注意尽量不要挤压、折叠或摩擦凝胶。

4) 有金属物质接触凝胶。金属物质例如金属镊子等接触凝胶会出现非特异性痕迹。

显色时间过长。通常显色反应会在10分钟内结束,显色反应时间过长会导致背景很深。

5) 洗涤不充分。洗涤时间过短,或洗涤液加入的量不足,或者容器过于狭小导致摇动时溶液不易充分混合,或摇动速度过慢,导致混匀不充分。



武汉金开瑞生物工程有限公司

WUHAN GENECREATE BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD.

地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号生物城创新园B4栋二楼

电话：027-87960366

邮箱：marketing@genecreate.com

网址：www.genecreate.cn

