

类器官传代缓冲液 Organoid Basal Solution

产品介绍

OrganoPro™ 类器官传代缓冲液 Organoid Basal Solution 可将类器官样本温和、快速的从基质胶中分离出来，该缓冲液适用于实体肿瘤（如肠癌、肺癌、乳腺癌、子宫内膜癌等）类器官的传代、消化终止、去除类器官基质胶等。

已加入双抗。

产品信息

传代缓冲液规格：500mL

产品组成	规格	货号	储存条件及周期
传代缓冲液	500mL	JKR-HCY-500	4/-20 °C，2 year

传代缓冲液

传代缓冲液可用于传代培养过程中类器官清洗，传代消化终止及去除基质胶等，对类器官起到保护作用。

样本储存于 4 / -20°C，2 年。

运用范围：

本产品仅用于科学研究，不用于临床诊断